


Equipo Médico Diverso



Mascarilla Laríngea Desechable

LGMD
LG MEDICAL DESIGN LLC

Macarilla laríngea Desechable



La mascarilla laríngea está diseñada para usarse como una alternativa a una mascarilla facial para lograr y mantener el control de la vía aérea durante los procedimientos anestésicos de rutina y de emergencia.

El dispositivo puede usarse cuando surgen dificultades inesperadas en relación con la gestión de la vía aérea. El dispositivo está diseñado para usarse como un conducto para un tubo endotraqueal cuando no se puede intubar y cuando no puede ventilar, así como situaciones en las que es necesario colocar un tubo endotraqueal después de la inserción del dispositivo.

El dispositivo no está diseñado como reemplazo de un tubo endotraqueal, y es más adecuado para su uso en procedimientos quirúrgicos donde la intubación traqueal no se considera necesaria.

El dispositivo también se puede utilizar para establecer una vía aérea clara durante la reanimación en pacientes profundamente inconscientes con reflejos glosofaríngeos y laríngeos ausentes que pueden necesitar ventilación artificial.



Mascarilla laríngea desechable

Clase IIA

Código	Número	Paciente (Peso del paciente)	Volumen (Máximo del colchón)	Presión (Máxima del colchón)
05-074-114-31	# 1	Neonatal (<5 kg)	4 ml	60 cm H ₂ O
05-074-114-32	# 1.5	Neonatal (5-10 kg)	7 ml	60 cm H ₂ O
05-074-114-33	# 2	Neonatal / Pediátrico (10-20 kg)	8 ml	60 cm H ₂ O
05-074-114-34	# 2.5	Pediátrico (20-30 kg)	11.5 ml	60 cm H ₂ O
05-074-114-35	# 3	Pediátrico (30-50 kg)	20 ml	60 cm H ₂ O
05-074-114-36	# 4	Adulto (50-70 kg)	30 ml	60 cm H ₂ O
05-074-114-37	# 5	Adulto (70-100 kg)	40 ml	60 cm H ₂ O

Características:

- Producto desechable, no autoclavable
- Material: PVC, Silicón, PP, PE
- Producto libre de látex

Compatibilidad de conexiones:

ISO 5356-1 y conector Luer ISO 594-1
Diámetro externo de 15 mm (Para todas las medidas)

Nota: El código de color puede variar.

